

תרכיז רחיף

תכשיר ביולוגי להדברת עש תפוח

גרנולווירוס של עש התפוח (CM)	החומר הפעיל	<
תרכיז רחיף המכיל גרנולווירוס 3×10^{13} בליטר	התוארית	<
נמוכה	רעילות לאדם	<
Andermatt Biocontrol, Switzerland	היצרן	<
רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת 19/הצ/4531 רשיון לחקלאות אורגנית 7481	מס' הרשוי	<

כללי

מאדקס טופ הינו תכשיר המבוסס על וירוס ספציפי להדברת עש התפוח. התכשיר פועל על הזחלים לאחר שאכלו אותו והוא הגיע אל מערכת העיכול שלהם.
מאדקס טופ נימצא באופן טבעי בטבע, אינו תוקף צמחים ובעלי חוליות ואינו משפיע על חרקים מועילים. השימוש בתכשיר מיועד להדברת עש התפוח, כחלק ממשק הדברה משולבת הכולל בלבול, סניטציה ושימוש בתכשירי הדברה כימיים וביולוגים.
בגלל רגישותו של התכשיר לפירוק ע"י קרינת השמש מומלץ להתחיל לרסס מאדקס טופ בשעות אחר הצהריים והערב. יש לרסס בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מלא של העלווה והפרי.
בקלווירוסים הנם אורגניזמים חיים וצריכים להישמר בקירור, (ראה פירוט בסעיף איחסון).

זהירות - חשיפת התכשיר לטמפרטורות שמעל 40 מ"צ עלולה לפגוע בתקינות ויעילות התכשיר.



הוראות שימוש

הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס	ריסוס אחרון לפני קטיפ (ימים)	הערות
תפוח, אגס	עש התפוח	10	180-100	3	2-3 יישומים ⁽¹⁾

הערות לטבלה

(1) יש להתחיל בריסוס הראשון כאשר מגלים ביצים על הפרי ו/או נצפית עליה בלכידת הבוגרים במלכודות הניטור. לקבלת תוצאות הדברה מיטביות יש לרסס לפחות 2 - 3 ריסוסים עוקבים באינטרוול של 8 ימי שמש מלאים (שני ימים מעוננים-יום שמש אחד). התכשיר אינו מתאים לשימוש ברמת אוכלוסיה גבוהה. *ריסוס עד נגירה.

שילובים

אין לשלב עם תכשירי נחשת, סבונים ודשנים עלוטיים.

חיי מדף של התכשיר: בטמפרטורה 6 מ"צ עד 20 מ"צ - שלושה חודשים.

בטמפרטורה עד 5 מ"צ - שנתיים במקרר.

בהקפאה, בטמפרטורה מינוס 18 מ"צ - ללא הגבלה.

התכשיר נמצא במצב נוזלי ומוכן לשימוש גם כשהוא מאוחסן בהקפאה.